



プローブ無しの水質測定器 MPシリーズ

ビーカーなどの容器を必要とせず、プローブなしで pH、ORP、導電率、比抵抗値、TDS、塩分濃度が測定できます



プローブ不要

片手で操作

簡単 2ステップ

100件まで
データ保存

CSVでのデータ
転送可能

※MP-DOCKを用いて可能

項目	MP-4	MP-6p	MP-6
pH		■	■
ORP		■	■
導電率	■	■	■
比抵抗値	■		■
TDS	■	■	■
塩分濃度		■	
温度	■	■	■
特長			
自動レンジ調整	■	■	■
温度補償	■	■	■
メモリ		100件	
日時記録	■	■	■
迅速なpH校正		■	■
バッテリー表示	■	■	■
オートオフ	■	■	■



MP-6p

MP-6

MP-4



水道水など直接サンプリングが可能



片手でサンプリング、測定可能

■特長

- 電極が本体に内蔵しているので、片手で測定できます。
- ビーカーなどの容器を用意する必要がありません。
- セルカップに測定する水を入れて、測定ボタンを押すだけの2ステップで測定できます。
- 防塵・防水 (IP67対応) です。
- 100件までデータ保存ができます。
- MP-DOCKを用いてCSVファイルにてデータの転送が可能です。



■仕様 (モデル共通)

- サイズ: 196x68x64mm
- 重量: 352g
- 使用可能温度: 0~55°C
- 電源: 9Vアルカリ電池

- 導電率 レンジ: 0~9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 分解能: 0.01 (<100 μS)、0.1 (<1000 μS)、1.0 (10 μS)
- TDS レンジ: 0~9999ppm 分解能: 0.01 (<100ppm)、0.1 (<1000ppm)、1.0 (10ppt)
- 比抵抗 レンジ: 10K Ω ~30M Ω 分解能: 0.01 (<100K Ω)、0.1 (<1000K Ω)、0.1 (> 1 M Ω)
- pH レンジ: 0-14pH 分解能: 0.01pH
- ORP レンジ: $\pm 999\text{mV}$ 分解能: 1mV
- 温度 レンジ: 0~71°C 分解能: 0.1°C



本体にはケースとキャリブレーション用の標準液やバッファのセットになっています

品番	タイプ	品名	希望小売価格 (税抜)
HMP4EP	MP-4	プローブレス水質測定器 MP-4	¥135,000
HMP4EPD		プローブレス水質測定器 MP-4 MP-DOCK付	¥170,000
HMP6PEP	MP-6p	プローブレス水質測定器 MP-6p	¥183,000
HMP6PEPD		プローブレス水質測定器 MP-6p MP-DOCK付	¥215,000
HMP6EP	MP-6	プローブレス水質測定器 MP-6	¥183,000
HMP6EPD		プローブレス水質測定器 MP-6 MP-DOCK付	¥215,000

アクセサリ

品番	品名	希望小売価格 (税抜)
HMPDOCK	MP-DOCK インターフェイス (データ転送用)	¥ 38,000
2975126	電極洗浄液 50ml	¥ 2,500
HMPSENS	交換用電極 pH/ORPセンサー	¥ 29,000



MP-DOCK
データ転送用インターフェイス

- 商品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合がございます。
- 印刷の色は、実際の商品の色と違う場合がありますのでご了承ください。
- このカタログの記載内容は 2013 年 1 月現在のものです。

総販売元

LMS 株式会社 エル・エム・エス

Laboratory & Medical Supplies

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-7

- | | | |
|--------|------------------|------------------|
| 東京営業所 | TEL:03-5842-4161 | FAX:03-5842-4177 |
| 札幌営業所 | TEL:011-707-7360 | FAX:011-707-7361 |
| 仙台営業所 | TEL:022-221-3521 | FAX:022-221-3520 |
| つくば営業所 | TEL:029-839-2237 | FAX:029-838-2273 |
| 沼津営業所 | TEL:055-920-2455 | FAX:055-920-2457 |
| 名古屋営業所 | TEL:0568-76-8861 | FAX:0568-76-8876 |
| 金沢営業所 | TEL:076-294-5522 | FAX:076-294-5525 |
| 大阪営業所 | TEL:06-6354-8755 | FAX:06-6354-8788 |
| 京都営業所 | TEL:075-583-3700 | FAX:075-583-3705 |
| 福岡営業所 | TEL:092-626-2505 | FAX:092-621-8878 |
| 沖縄営業所 | TEL:098-893-8226 | FAX:098-893-8227 |

URL: <http://www.lms.co.jp>

ご用命は